



EAV-SL 1

Funktionsdiagnostik und Therapie in der Elektroakupunktur nach Dr. Voll mit dem SL1

Das **SL1** Gerät zur Anwendung in der Elektroakupunktur nach Dr. Voll ist eine zeitgemäße, technisch anspruchsvolle Entwicklung.

Das Meß- und Therapiegerät trägt dazu bei, die EAV-Methode in Zeitaufwand und Praktikabilität zu erleichtern und den Therapeuten schnell zu reproduzierbaren Ergebnissen zu führen.



Abmessungen:
B x T x H
480 x 333 x 98 mm
Gewicht: 2000 g

Geräteigenschaften

- Elektro-Therapie über Sedieren und Tonisieren
- Übersichtsmessung mit den Ableitungen Stirn, Hand und Fuß (7 Meßstrecken)
- akustische und optische Punktsucheinrichtung
- Tausch diverser Meßgriffelspitzen
- Reizstromtherapie:
 - Festfrequenz (0-10 Hz)
 - Wellenschaukel (0-10 Hz)
- Nadelstimulationsmöglichkeit bis zu 5 Nadeln gleichzeitig
- Selektivfeldtherapie (punktuelle Therapie) mit Klebeelektroden
- Aufsatz der Zahnelektroden auf den Meßgriffel zum schnellen Wechsel während der Zahnherdtestung
- Mundstrommessung mit akustischer Signalgebung bei Übertreten der Toleranzwerte ($\mu\text{A}/\text{mV}$)
- Leistungsstarker Akkumulator mit Batterieanzeige
- Umstellungsmöglichkeit der Leuchtbalkenanzeige von Signalstrich auf Signalbalken
- Testung von z.B. diversen Produkten, Unverträglichkeiten, Standortbelastungen, Narbenstörfeldern, Werkstoffen, etc.

Ihr Ansprechpartner

MBA-GmbH
Lindenstraße 1
D-65555 Limburg/Offheim
Tel. 0 64 31 / 92 17 90-0
Fax 0 64 31 / 92 17 90-89
e-mail: mba@teliko.net
www.mba-gmbh.de



EAV-SL 1


- trägheitslose Leuchtbalkenanzeige
- Die Helligkeitsanzeige des Displays kann je nach Sonneneinstrahlung stufenlos geregelt werden.
- integrierte und herausnehmbare Wabe
- integrierter Ablage für Handelektroden, Zahnelektroden und Meßgriffel
- übersichtliche Anordnung der Bedienelemente
- PC-Ausgang
- Das Gerät ist neben den gesetzlichen Bestimmungen nach den Richtlinien der Internationalen Medizinischen Gesellschaft für Elektroakupunktur nach Voll zertifiziert.
- Über die Seminarangebote, Software sowie Resonanztestsätze und Lehrmaterial informieren Sie sich bitte in unseren separaten Unterlagen.



Außenbehandlung Rücken

Besonderheiten SL1


- Lichtbalkenanzeige (trägheitslos)
- Reizstrombehandlungen (0-10 Hz)
- Wellenschaukel
- Mundstrommessung
- Übersichtsmessung (7 Meßstrecken)
- Selektivfeldtherapie (SFT)
- Akkubetrieb ca. 11 Std. / Daueranwendung
- integrierte Zubehörablage
- Garantie: 3 Jahre



Lymphabflußtherapie

Zubehör SL1

- 2 Messing-Handelektroden
- Meß- und Therapiegriffel
- Wabe
- Ampullen-Abgreifer
- 1 Paar Fußelektroden
- Rollelektrode
- 5 Klebeelektroden
- Übersichtsmeßkabel
- Ladegerät
- Gerätebuch
- Verb.-Kabel Handelektroden (rot + schwarz)
- Meßspitze
- Kabel für Wabe (0,5 m)
- Kabel für Ampullenabgreifer (1,5 m)
- Stirnelektrode
- 2 Teflon-Zahnelektroden
- SFT-Kabel
- Analgesiekabel
- Betriebsanleitung



SFT-Klebeelektroden

Optional

- erweiterbar mit Bioresonanz/Retec-Geräte
- erweiterbar mit EAV-Softwareprogrammen
- als BFD-Gerät lieferbar